




Otsuka




Whole World
Better Health
**为全世界带来
更好的健康**

Otsuka
安全检测吸管



PDF手机版



分子生物学

刻度长吸头

生物安全


滤芯长吸头

大塚集团是在全球30个国家及地区，拥有199家关联公司，员工约33000人，展开以“健康”为核心事业的企业集团。

大塚集团以“Otsuka-people creating new products for better health worldwide创造能为人类健康做出贡献的革新产品”的企业理念为基础，继承大塚的遗传基因“流汗悟道”、“实证”、“创造性”，每天努力实践“因为是大塚所以能做的事”、“只有大塚才能做的事”通过革新性富有创造性的医药品和功能性饮料·功能性食品等广泛的产品·服务，支持世界的人们生活。大塚集团希望培养适合从事健康的企业的文化和活力，从全球的视点考虑与地域社会和自然环境的共生，为人们更加丰富健康的生活做出贡献。

集团旗下拥有大塚制药工业株式会社、大鵬制药工业株式会社、大塚食品株式会社、大塚电子株式会社、大塚化学株式会社等等与医疗行业息息相关的企业。

其中大塚化学也在高分子材料、医药原药/中间体/食品添加剂方面持续投入及开发，在各自领域拥有了相当不错的产品和市场。





大塚华南精密器械 (深圳) 有限公司

大塚华南精密器械(深圳)有限公司 是一家专注于精密制造的日本独资企业, 依托于母公司在材料研发方面的独特见解及技术力量, 利用自身的制造技术优势, 从高端打印机、到汽车、再到医疗, 为客户提供高精高品质产品服务。

公司方针

客户的需求就是我们的追求。


品质优先、稳定供应

我们的生产制程严格遵循ISO9001、ISO13485、ISO14001的质量控制体系。常年被客户评价为最优质供应商的称号。


开发创新、着眼于未来

积极参与客户的前端研发, 利用自身对于材料及成形的技术从选材、到结构设计、再到成本控制的各种建议, 为客户的开发助力。





Otsuka



分子生物学

刻度长吸头

生物安全


滤芯长吸头

移液吸头

产品特点：

- DNase Free、RNase Free
- 无人类DNA、无热原
- 灭菌 (SAL=10⁻⁶)
- 可高压蒸汽灭菌 (121°C 20 分钟)
- 滤芯的孔隙均衡，气流气阻稳定

● 刻度精准表达



高匹配


可适配市场上大多数品牌的移液器，
如Eppendorf、Gilson、Thermo Fisher、Rainin、Sartorius等



普通款

10ul

实物大



袋装型

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-10	10ul吸头	1000支/包 20包/箱

袋装无滤芯

盒装型(PC材质)


(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-10	10ul 吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装无滤芯



实物大



袋装型

(加长带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-10L	10ul 加长吸头	1000支/包 20包/箱

加长袋装无滤芯

盒装型(PC材质)

(加长带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-10L	10ul加长盒装吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装无滤芯



10ul

分子生物学

刻度长吸头

生物安全


滤芯长吸头

普通款

Otsuka

200ul

实物大 



袋装型

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-200	200ul吸头	1000支/包 20包/箱

袋装无滤芯

盒装型(PC材质)

 (带刻度)


产品编号	产品名称	包装
A056-200	200ul吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装无滤芯



250ul

实物大 



袋装型

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-250L	250ul 加长吸头	1000支/包 10包/箱

加长袋装无滤芯

盒装型(PC材质)

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-250L	250ul加长吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装无滤芯



分子生物学

刻度长吸头

生物安全

滤芯长吸头




普通款

分子生物学
刻度长吸头
生物安全
滤芯长吸头

300ul



实物大



袋装型

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-300	300ul 吸头	1000支/包 20包/箱

袋装无滤芯

盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-300	300ul 吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)


盒装无滤芯



1000ul



实物大



袋装型

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-1000	1000ul吸头	1000支/包 10包/箱

袋装无滤芯

盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-1000	1000ul吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装无滤芯




普通款

Otsuka

1200ul

实物大 

132mm



袋装型

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A023-1200L	1200ul加长吸头	500支/包 10包/箱

袋装加长无滤芯

盒装型(PC材质)

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A056-1200L	1200ul加长吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装加长无滤芯



适用于eppendorf艾本德多道移液器 (8-12道)



分子生物学

刻度长吸头

生物安全


滤芯长吸头



滤芯款

10ul

实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-10 10ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)	

盒装滤芯



盒装型(纸质材质)替换装


(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-10 10ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)	

盒装滤芯

10ul

实物大



盒装型(PC材质)

(加长带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-10L 10ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)	

加长盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(加长带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-10L 10ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)	

加长盒装滤芯



分子生物学

刻度长吸头

生物安全

滤芯长吸头

滤芯款

Otsuka

分子生物学

刻度长吸头

生物安全

滤芯长吸头

20ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-20	20ul盒装滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-20	20ul盒装滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)


盒装滤芯



20ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-20L	20ul加长盒装滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-20L	20ul加长盒装滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯





滤芯款

分子生物学
刻度长吸头
生物安全
滤芯长吸头

100ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-100	100ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-100	100ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)


盒装滤芯



100ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-100L	100ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-100L	100ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯



滤芯款

Otsuka

200ul

实物大 



盒装型(PC材质)

 (带刻度)



产品编号	产品名称	包装
A156-200	200ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

 (带刻度)


产品编号	产品名称	包装
A159-200	200ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装滤芯



200ul

实物大 



盒装型(PC材质)

 (带刻度)



产品编号	产品名称	包装
A156-200L	200ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-200L	200ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯



分子生物学

刻度长吸头

生物安全

滤芯长吸头



滤芯款

分子生物学

刻度长吸头


生物安全

滤芯长吸头

300ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-300	300ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-300	300ul滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)


盒装滤芯



1000ul



实物大



盒装型(PC材质)

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-1000	1000ul吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装无滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

(带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-1000	1000ul吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

盒装无滤芯




滤芯款

Otsuka

实物大 

1200ul

132mm



盒装型(PC材质)

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A156-1200L	1200ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯

盒装型(纸质材质)替换装

 (带刻度)

产品编号	产品名称	包装
A159-1200L	1200ul加长滤芯吸头 (已灭菌)	96支/盒 10盒/内箱 5内箱/外箱 (50盒/大箱)

加长盒装滤芯



适用于eppendorf艾本德多道移液器 (8-12道)



- 承接磨具开发、产品配套设计及制造项目
- 承接有特殊需求的塑料耗材的定制加工业务
- 厂商每年有可能会对产品的包装、外观及数量进行升级
- 所有Otsuka产品都是经过电子灭菌

分子生物学


刻度长吸头

生物安全


滤芯长吸头



Otsuka



Otsuka 核酸酶免检章



Otsuka

带有这个免检章的产品
是经过无RNA酶；无DNA酶；无热原处理。



PDF手机版